

Selectiva™ GUIDEWIRES

FILS-GUIDE Selectiva™

CABLES GUÍA Selectiva™

FILI-GUIDA Selectiva™

Selectiva™ FÜHRUNGSDRÄHTE

Selectiva™-LEDETRÅDE

Selectiva™ VOERDRADEN

VODICÍ DRÁTY Selectiva™

VODIACE DRÔTY Selectiva™

NeoMetrics, Inc.
2605 Fernbrook Lane N, Suite J
Plymouth, MN 55447
Phone: +1 763.559.4440
Fax: +1 763.559.7676

European Representative:
Emergo Europe
Molenstraat 15
2513 BH, The Hague
The Netherlands
Phone: +31.70.345.8570
Fax: +31.70.346.7299



SP-3025 Rev. K

Selectiva™ GUIDEWIRES

Caution:
Federal law (USA) restricts this device for sale by or on the order of physician.

- Disposable, For Single Patient Use Only
- Ethylene Oxide (EO) Sterilization, Non-Pyrogenic
- Read all directions prior to use
- Store in a cool, dry place

Warning:

- This device is not intended for use in the coronary or cerebral vasculature.
- Reuse of single-use devices creates a potential risk of patient or user infections. Contamination of the device may lead to injury, illness or death of the patient.
- Reprocessing may compromise the integrity of the device and / or lead to device failure.

Description:
Selectiva Guidewires are constructed of nickel titanium alloys, stainless steel, platinum/tungsten alloys, and feature a lubricious coating.

Indications:
To facilitate the placement of therapeutic devices for peripheral vascular interventional procedures. This device is not intended for use in the coronary or cerebral vasculature.

Directions:

1. Inspect the guidewire prior to use for tip shape, bends, kinks or coil separation. Do not use if damaged.
2. Using sterile technique, localize and puncture the vessel with a needle cannula.
3. Remove the needle, leaving the cannula in place.
4. Insert distal end of the guidewire through the cannula and into the vessel.
5. Remove cannula, leaving guidewire within the lumen of the vessel.
6. Pass the catheter over the guidewire within the lumen of the vessel under fluoroscope guidance to the desired position.
7. Carefully remove the guidewire from the catheter.

Cautions:

- Single use only, do not re-sterilize.
- Do not advance Selectiva Guidewires against resistance until the cause of the resistance has been determined.
- Excessive force against resistance may result in damage to guidewire and catheter or vessel perforation.
- Guidewires, by nature of their construction, will collect blood and other foreign matter in lumen. No type of cleaning will completely remove this material. Therefore, they are intended for single patient use only.
- NeoMetrics, Inc. does not recommend a particular technique for the use of this device. The steps contained in the preceding directions discuss the Seldinger Technique for percutaneous entry and are for information purposes only. Each physician should evaluate their appropriateness according to individual patient conditions and his or her medical training and experience.
- Do not use product if sterile package is damaged.

FILS-GUIDE Selectiva™

Mise en garde :
Aux États-Unis, la loi fédérale réserve la vente de ce dispositif aux médecins ou sur prescription médicale.

- Jetable, à usage pour un seul patient exclusivement
- Stérilisation à l'oxyde d'éthylène (OE), non pyrogénique
- Lire toutes les instructions avant utilisation
- Stocker dans un endroit frais et sec

Avertissement :

- Ce fil-guide n'est pas prévu pour un usage sur les vaisseaux sanguins coronaires ou cérébraux.
- Une réutilisation de dispositifs à usage unique engendre un risque potentiel d'infections pour le patient ou l'utilisateur. Une contamination du dispositif peut entraîner des lésions, des maladies ou le décès du patient.
- Un recyclage pourrait compromettre l'intégrité du dispositif et/ou entraîner sa défaillance.

Description :
Les fils-guide Selectiva sont faits d'alliages de nickel titane, d'acier inoxydable, d'alliages de platine/tungstène enduits d'une couche lubrifiante.

Indications :
Faciliter le placement des dispositifs thérapeutiques dans les interventions vasculaires périphériques. Ce fil-guide n'est pas prévu pour un usage sur les vaisseaux sanguins coronaires ou cérébraux.

Mode d'emploi :

1. Inspecter le fil-guide avant son utilisation afin de vérifier la forme de l'embout, de s'assurer qu'il n'est pas cintré ni plié et que la bobine n'est pas séparée. Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé.
2. Selon une technique stérile, localiser et percer le vaisseau à l'aide d'une aiguille canule.
3. Retirer l'aiguille en laissant la canule en place.
4. Insérer l'embout distal du fil guide dans la canule et dans le vaisseau.
5. Retirer la canule en laissant le fil-guide dans le lumen du vaisseau.
6. Passer le cathéter sur le fil-guide dans le lumen du vaisseau sous contrôle par fluoroscopie, jusqu'à la position désirée.
7. Retirer soigneusement le fil-guide du cathéter.

Mises en garde :

- À usage unique exclusivement, ne pas restériliser.
- En cas de résistance, ne pas poursuivre l'insertion des fils-guide Selectiva tant que la cause de la résistance n'a pas été déterminée.
- Une force excessive contre une résistance peut endommager le fil-guide et le cathéter ou perforer un vaisseau.
- De par leur construction, les fils-guide collectent le sang et d'autres corps étrangers dans le lumen. Aucun type de nettoyage ne retirera complètement ces substances. De ce fait, ces dispositifs sont à usage pour un seul patient exclusivement.
- NeoMetrics, Inc. ne recommande pas de technique spécifique à employer avec ce dispositif. Les étapes indiquées dans le mode d'emploi détaillent la technique de Seldinger pour les pénétrations percutanées et elles sont purement informatives. Chaque médecin est tenu d'évaluer la pertinence de sa technique en fonction de l'état du patient ainsi que de sa formation et son expérience médicales.
- Ne pas utiliser ce produit si l'emballage stérile est endommagé.

CABLES GUÍA Selectiva™

Precaución:
Las leyes federales de los EE.UU. permiten la venta de este dispositivo sólo a médicos o bajo receta médica.

- Desechable, para un solo paciente
- Esterilización con óxido de etileno (OE), no pirogénico
- Lea todas las indicaciones antes de utilizarlo
- Guardar en un lugar fresco y seco

Advertencia:

- Este dispositivo no está concebido para utilizarse en la vasculatura coronaria o cerebral.
- Si reutiliza dispositivos de un solo uso, existe riesgo de infección en el paciente o usuario. La contaminación del dispositivo puede conllevar lesiones, enfermedad o la muerte del paciente.
- Si lo reprocessa, puede poner en peligro la integridad del dispositivo o hacer que este falle.

Descripción:
Los cables guía Selectiva están fabricados con aleaciones de níquel-titanio, acero inoxidable, aleaciones de platino/tungsteno y llevan un recubrimiento lubricante.

Indicaciones:
Para facilitar la colocación de dispositivos terapéuticos para intervenciones en la vasculatura periférica. Este dispositivo no está concebido para utilizarse en la vasculatura coronaria o cerebral.

Instrucciones:

1. Inspeccione la forma, si hay curvas, acodamientos o separación de la bobina del cable guía antes de utilizarlo. No lo utilice si está dañado.
2. Con una técnica estéril, localice y pinche el vaso con una cánula de aguja.
3. Retire la aguja, dejando la cánula en el lugar.
4. Inserte el extremo distal del cable guía por la cánula y en el vaso.
5. Retire la cánula, dejando el cable guía en la luz del vaso.
6. Pase el catéter por el cable guía dentro de la luz del vaso con la ayuda del fluoroscopio hasta la posición deseada.
7. Retire con cuidado el cable guía del catéter.

Precauciones:

- Para un solo uso; no reesterilizar.
- No avance los cables guía Selectiva si hay resistencia, hasta que se haya determinado la causa de esta.
- Si fuerza demasiado la resistencia, puede dañar el cable guía y el catéter o perforar el vaso.
- Los cables guía, por su fabricación, recogerán sangre y otros cuerpos extraños de la luz. Ningún tipo de limpieza eliminará completamente este material. Por lo tanto, son para un solo paciente.
- NeoMetrics, Inc. no recomienda ninguna técnica concreta para utilizar este dispositivo. Los pasos de las instrucciones anteriores tratan la técnica Seldinger para la entrada percutánea y son solo a efectos informativos. Cada médico debe evaluar su idoneidad según las condiciones de cada paciente y su formación y experiencia médica.
- No utilice el producto si el envase estéril está dañado.

FILI-GUIDA Selectiva™

Attenzione:
La legge federale degli Stati Uniti autorizza la vendita di questo dispositivo solo da parte di un medico o dietro prescrizione medica.

- Monouso, utilizzare per un solo paziente
- Sterilizzazione con ossido di etilene (EO), apirogeno
- Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso
- Conservare in un luogo fresco e asciutto

Avvertenza:

- Questo dispositivo non è destinato all'uso nel sistema vascolare coronarico o cerebrale.
- Il riutilizzo di dispositivi monouso crea un rischio potenziale di infezioni per pazienti o utilizzatori. La contaminazione del dispositivo può portare a lesioni, malattie o morte del paziente.
- La rigenerazione può compromettere l'integrità del dispositivo e/o portare alla rottura del dispositivo.

Descrizione:
I fili guida Selectiva sono realizzati in lega nichel titanio, acciaio inossidabile, leghe platino tungsteno e dispongono di rivestimento autolubrificante.

Indicazioni:
Per facilitare il posizionamento di dispositivi terapeutici in procedure d'intervento sul sistema vascolare periferico. Questo dispositivo non è destinato all'uso nel sistema vascolare coronarico o cerebrale.

Istruzioni:

1. Ispezionare il filo guida prima dell'uso per verificare forma della punta, curvatura, piegatura o distacco della spirale. Non usare se danneggiato.
2. Usando una tecnica sterile, localizzare e penetrare il vaso con un ago cannula.
3. Rimuovere l'ago, lasciando la cannula in posizione.
4. Inserire l'estremità distale del filo guida attraverso la cannula nel vaso.
5. Rimuovere la cannula, lasciando il filo guida all'interno del lume del vaso.
6. Far passare il catetere sopra il filo guida all'interno del lume del vaso con l'assistenza del fluoroscopio fino a raggiungere la posizione voluta.
7. Rimuovere con cautela il filo guida dal catetere.

Attenzione:

- Solo monouso, non risterilizzare.
- Se si trova resistenza, non far avanzare il filo guida Selectiva fino a quando non è stabilita la causa di tale resistenza.
- Esercitando una forza eccessiva contro tale resistenza è possibile danneggiare il filo guida e il catetere o perforare il vaso.
- I fili guida, per come sono costruiti, raccolgono sangue e altri corpi estranei nel lume. Nessun tipo di pulizia è in grado di rimuovere completamente questi materiali. Pertanto, essi sono destinati all'uso per un solo paziente.
- NeoMetrics, Inc. non consiglia una tecnica particolare per l'uso di questo dispositivo. I passaggi contenuti nelle precedenti istruzioni spiegano la tecnica di Seldinger per l'inserimento percutaneo e sono a solo scopo informativo. Ogni medico deve valutarne l'adeguatezza in base alle condizioni individuali del paziente e alla sua formazione ed esperienza medica.
- Non utilizzare il prodotto se la confezione sterile è danneggiata.

Selectiva™ FÜHRUNGSDRÄHTE

Achtung:

Das Bundesgesetz der USA sieht vor, dass dieses Gerät durch einen Arzt oder auf Anordnung eines Arztes verkauft wird.

- Einwegprodukt, nur zur Verwendung an einem Patienten
- Sterilisation mit Ethylenoxid (EO), nicht pyrogen
- Alle Anweisungen vor Gebrauch lesen
- An einem kühlen, trockenen Ort lagern

Warnhinweis:

- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung im koronaren oder zerebralen Gefäßsystem vorgesehen.
- Die Wiederverwendung von Geräten für den Einmalgebrauch stellt ein potenzielles Infektionsrisiko für Patient oder Anwender dar. Die Kontamination des Geräts kann zu Verletzung, Krankheit oder dem Tod des Patienten führen.
- Die Wiederaufbereitung kann die Integrität des Geräts beeinträchtigen und/oder zu einem Versagen des Geräts führen.

Beschreibung:

Selectiva Führungsdrähte sind aus Nickel-Titan-Legierungen, Edelstahl, Platin/Wolfram-Legierungen hergestellt und verfügen über eine Gleitbeschichtung.

Indikationen:

Zur Erleichterung der Platzierung der therapeutischen Geräte bei interventionellen Verfahren im peripheren Gefäßsystem. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung im koronaren oder zerebralen Gefäßsystem vorgesehen.

Anweisungen:

- Den Führungsdraht vor Gebrauch auf die Form der Spitze, auf Biegungen, Knicke oder Abtrennung der Spule überprüfen. Bei Beschädigung nicht verwenden.
- Das Gefäß unter Verwendung einer sterilen Technik lokalisieren und mit einer Nadel/Kanüle punktieren.
- Die Nadel entfernen und dabei die Kanüle am Platz belassen.
- Das distale Ende des Führungsdrahts durch die Kanüle in das Gefäß einführen.
- Die Kanüle entfernen und dabei den Führungsdraht im Lumen des Gefäßes belassen.
- Den Katheter über den Führungsdraht innerhalb des Gefäßlumens unter Röntgendurchleuchtung zur gewünschten Position hin führen.
- Den Führungsdraht vorsichtig vom Katheter entfernen.

Vorsichtshinweise:

- Nur für den Einmalgebrauch, nicht erneut sterilisieren.
- Die Selectiva Führungsdrähte nicht gegen Widerstand voranschieben, solange die Ursache für den Widerstand nicht geklärt ist.
- Übermäßige Kraftaufwendung gegen Widerstand kann zu einer Beschädigung des Führungsdrahts und des Katheters oder zu einer Gefäßperforation führen.
- Die Führungsdrähte sammeln aufgrund ihrer Konstruktion Blut und andere Fremdkörper im Lumen an. Dieses Material kann durch keine Art der Reinigung vollständig entfernt werden. Deshalb sind sie nur für den Gebrauch an einem Patienten bestimmt.
- NeoMetrics, Inc.empfiehl keine bestimmte Technik für die Verwendung dieses Geräts. In den vorangehenden Anweisungen wird die Seldinger Technik für den perkutanen Zugang ausschließlich zu Informationszwecken diskutiert. Jeder Arzt sollte ihre Eignung je nach individuellem Zustand des Patienten und basierend auf seiner medizinischen Ausbildung und Erfahrung beurteilen.
- Das Produkt nicht verwenden, falls die sterile Verpackung beschädigt ist.

Selectiva™-LEDETRADE

Forsigtig:

Ifølge amerikansk lov må denne anordning kun sælges af en læge eller efter en læges ordination.

- Til engangsbrug, kun til brug på en enkelt patient
- Steriliseret med ethylenoxid (EO), ikke-pyrogen
- Læs alle anvisninger inden brug
- Opbevares på et køligt, tørt sted

Advarsel:

- Denne anordning er ikke beregnet til brug i den koronare eller cerebrale vaskulatur.
- Genbruges anordninger, der er til engangsbrug, skabes en risiko for patient- eller brugerinfektioner. Kontamination af anordningen kan føre til legemsbeskadigelse, sygdom eller død for patienten.
- Ombearbejdning kan kompromittere anordningens integritet og/eller få den til at svigte.

Beskrivelse:

Selectiva-ledetråde er fremstillet af nikkel-titanium legeringer, rustfrit stål, platin-/tungstenlegeringer og har en smørende belægning.

Indikationer:

Formålet med ledetråden er at gøre placeringen af terapeutiske anordninger nemmere ifm. perifere vaskulære interventionsprocedurer. Denne anordning er ikke beregnet til brug i den koronare eller cerebrale vaskulatur.

Anvisninger:

- Undersøg ledetråden inden brug med hensyn til spidsens form, bøjninger, knæk, eller for at se om spiralen er gået løs. Produktet må ikke bruges, hvis det er beskadiget.
- Under anvendelse af steril teknik lokaliseres og punkteres karret med en nålekanyle.
- Fjern nålen, og lad kanylen blive på plads.
- Indfør ledetrådens distale ende gennem kanylen og ind i karret.
- Fjern kanylen, og efterlad ledetråden i karrets lumen.
- Før kateteret hen over ledetråden i karrets lumen under fluoroskopisk vejledning og hen til den ønskede position.
- Fjern forsigtigt ledetråden fra kateteret.

Forsigtighedsregler:

- Kun til engangsbrug; må ikke resteriliseres.
- Selectiva-ledetrådene må ikke fremføres under modstand, før årsagen til modstanden er konstateret.
- Overdreven brug af kræfter under modstand kan resultere i skade på ledetråden og kateteret eller forårsage karperforation.
- I kraft af ledetrådenes konstruktion kan det ikke undgås, at der samler sig blod og andre fremmedlegemer i lumen. Ingen form for rengøring kan fjerne dette materiale helt. De er derfor udelukkende beregnet til brug på en enkelt patient.
- NeoMetrics, Inc. anbefaler ikke nogen speciel teknik til brug for denne anordning. De trin, der er angivet i de foregående anvisninger, omhandler Seldinger-teknikken til perkutan adgang og er udelukkende vejledende. Den enkelte læge skal vurdere, om de egner sig til brug ifm. den pågældende patients tilstand og på baggrund af hans/hendes medicinske uddannelse og erfaring.
- Produktet må ikke bruges, hvis den sterile emballage er beskadiget.

Selectiva™ VOERDRADEN

Opgelet:

De federale wet (in de VS) beperkt dit instrument tot verkoop door of op voorschrift van een arts.

- Wegwerpbaar, uitsluitend voor gebruik bij één enkele patiënt
- Ethyleenoxide-sterilisatie (EO), niet-pyrogeen
- Lees alle aanwijzingen vóór gebruik
- Op een koele, droge plaats bewaren

Waarschuwing:

- Dit instrument is niet bedoeld voor gebruik in het coronaire of cerebrale vasculaire systeem.
- Als u instrumenten voor eenmalig gebruik opnieuw gebruikt, kan er risico op infecties bij de patiënt of gebruiker ontstaan. Verontreiniging van het instrument kan tot letsel, ziekte of overlijden van de patiënt leiden.
- Recyclage kan de integriteit van het instrument in gevaar brengen en/of tot slechte werking van het instrument leiden.

Beschrijving:

Selectiva-voerdraden zijn vervaardigd uit nikkel-titaniumlegeringen, roestvrij staal, platina-/wolframlegeringen en hebben een gladde deklaag.

Indicaties:

Voor het assisteren bij de plaatsing van therapeutische hulpmiddelen voor perifere vasculaire interventionele ingrepen. Dit instrument is niet bedoeld voor gebruik in het coronaire of cerebrale vasculaire systeem.

Aanwijzingen:

- Controleer de voerdraad voor gebruik op de vorm van het uiteinde, bochten, kinken of losgekomen spiralen. Gebruik de voerdraad niet als deze is beschadigd.
- Gebruik een steriele techniek om het bloedvat te zoeken en er een canulenaald in te prikken.
- Verwijder de naald en laat de canule op zijn plaats.
- Breng het distale uiteinde van de voerdraad door de canule en in het bloedvat.
- Verwijder de canule en laat de voerdraad in het lumen van het bloedvat achter.
- Breng de katheter over de voerdraad in het lumen van het bloedvat naar de gewenste positie onder toezicht van een fluoroscoop.
- Verwijder de voerdraad voorzichtig uit de katheter.

Waarschuwingen:

- Uitsluitend voor eenmalig gebruik, niet opnieuw steriliseren.
- Probeer de Selectiva-voerdraden niet tegen weerstand in te bewegen, totdat de oorzaak van de weerstand is bepaald.
- Overmatige kracht tegen de weerstand in kan leiden tot schade aan de voerdraad en katheter of perforatie van het bloedvat.
- Voerdraden verzamelen dankzij hun constructie bloed en andere vreemde stoffen in het lumen. Geen enkel type reiniging kan deze stoffen volledig verwijderen. Daarom zijn ze uitsluitend bedoeld voor gebruik bij één enkele patiënt.
- NeoMetrics, Inc. raadt geen bepaalde techniek aan bij het gebruik van dit instrument. De stappen die in de voorafgaande aanwijzingen zijn vermeld, beschrijven de Seldinger-techniek voor percutane toegang en hebben louter een informatief doel. Elke arts moet bepalen of de stappen geschikt zijn, waarbij de arts rekening houdt met zijn of haar medische opleiding en ervaring en met de omstandigheden van de individuele patiënt.
- Gebruik dit product niet als de steriele verpakking is beschadigd.

VODICÍ DRÁTY Selectiva™

Upozornění:

Federální zákony (USA) omezují prodej tohoto zařízení pouze na základě objednávky od lékaře.

- K jednorázovému použití, pro použití pouze na jediném pacientovi
- Sterilizace etylénoxidem (EO), nepyrogenní
- Před použitím si přečtěte všechny pokyny
- Uchovávejte na chladném, suchém místě

Varování:

- Toto zařízení není určeno pro použití v koronární nebo cerebrální vaskulatuře.
- Opakované používání zařízení k jednorázovému použití vytváří potenciální riziko pro pacienta nebo hrozí infekcemi uživatele. Kontaminace zařízení může vést k poranění, onemocnění nebo úmrtí pacienta.
- Přepracování může narušit celistvost zařízení a/nebo vést k selhání zařízení.

Popis:

Zaváděcí dráty Selectiva jsou vyrobeny nikl-titanových slitin, nerezavějící oceli, slitin platiny a wolframu a mají kluzký povrch.

Indikace:

Pro usnadnění umístění terapeutických zařízení pro intervenční zákroky v periferní vaskulatuře. Toto zařízení není určeno pro použití v koronární nebo cerebrální vaskulatuře.

Pokyny:

- Před použitím zaváděcího drátu zkontrolujte tvar hrotu, zda nedošlo k jeho ohnutí, zkroucení nebo oddělení cívky. Nepoužívejte, pokud bude poškozen.
- Pomocí sterilní techniky lokalizujte cévu a proveďte punkci cévy kanylou s jehlou.
- Vyjměte jehlu a nechte kanylu na místě.
- Zasuňte distální konec zaváděcího drátu kanylou do cévy.
- Vyjměte kanylu a nechte zaváděcí drát v luminu cévy.
- Protáhněte katétr přes zaváděcí drát v luminu cévy za skiaskopického vedení do požadované polohy.
- Opatrně vyjměte zaváděcí drát z katétra.

Upozornění:

- Pouze k jednorázovému použití, nesterilizujte opakovaně.
- Nepostupujte se zaváděcími dráty Selectiva dále, pokud pocítíte odpor, dokud nebude stanovena příčina tohoto odporu.
- Nadměrná síla působící proti odporu může způsobit poškození zaváděcího drátu a katétru, nebo perforaci cévy.
- V luminu zaváděcích drátů se bude díky jejich konstrukci usazovat krev a jiná cizí hmota. Žádný typ čištění tento materiál zcela neodstraní. Proto jsou určeny pouze k použití na jediném pacientovi.
- NeoMetrics, Inc. nedoporučuje pro používání tohoto zařízení konkrétní techniku. Kroky obsažené v předchozích pokynech pouze pojednávají o Seldingerově technice pro perkutánní vstup a jsou určeny pouze pro informační účely. Každý lékař musí vyhodnotit jejich vhodnost podle stavu individuálního pacienta a podle vlastní zdravotnické kvalifikace a zkušeností.
- Výrobek nepoužívejte, pokud bude poškozen jeho sterilní obal.

VODIACE DRÔTY Selectiva™

Upozornenie:

Federálne zákony (USA) obmedzujú predaj tohto zariadenia len lekárom alebo na objednávku lekára.

- Jednorazové, určené na použitie len pre jedného pacienta
- Sterilizované etylénoxidom (EO), nepyrogénne
- Pred použitím si prečítajte všetky pokyny
- Uchovávejte na chladnom a suchom mieste

Výstraha:

- Táto zdravotnícka pomôcka nie je určená na použitie v koronárnych ani mozgových cievach.
- Opakované použitie jednorazovej zdravotníckej pomôcky vytvára potenciálne riziko infekcie pacienta alebo používateľa. Kontaminácia zdravotníckej pomôcky môže viesť k poraneniu, ochoreniu alebo úmrtiu pacienta.
- Príprava na opakované použitie môže narušiť celistvosť zdravotníckej pomôcky a viesť k jej zlyhaniu.

Opis:

Vodiace drôty Selectiva sa vyrábajú zo zliatin niklu a titánu, nehrdzavejúcej ocele, zliatin platiny a volfrámu a na povrchu majú lubrikačnú vrstvu.

Indikácie:

Na uľahčenie zavádzania terapeutických zdravotníckych pomôcok pri intervenčných zákrokoch v periférnych cievach. Táto zdravotnícka pomôcka nie je určená na použitie v koronárnych ani mozgových cievach.

Postup:

- Pred použitím skontrolujte vodiaci drôt a zamerajte sa na tvar hrotu, jeho ohnutie, zalomenie alebo oddelenie cievky. Ak je drôt poškodený, nepoužívajte ho.
- Pomocou sterilného postupu vyhľadajte cievu a vykonajte jej punkciu ihlovou kanylou.
- Vytiahnite ihlu a kanylu ponechajte na mieste.
- Zasuňte distálny koniec vodiaceho drôtu cez kanylu do cievy.
- Vytiahnite kanylu a ponechajte vodiaci drôt v lúmene cievy.
- Presuňte katéter ponad vodiaci drôt do lúmenu cievy – pod skiaskopickou kontrolou vedte katéter do požadovanej polohy.
- Opatrne vytiahnite vodiaci drôt z katétra.

Upozornenia:

- Určené iba na jedno použitie, opakovane nesterilizujte.
- Nezavádzajte vodiace drôty Selectiva v prípade, ak pocítite odpor. V zavádzaní pokračujte až potom, keď sa odstráni príčina odporu.
- Nadmerný tlak proti odporu môže viesť k poškodeniu vodiaceho drôtu a katétra alebo k perforácii cievy.
- Vodiace drôty vzhľadom na svoju konštrukciu spôsobujú zachytávanie krvi a iných cudzorodých látok v lúmene. Tento materiál nie je možné odstrániť žiadnym typom čistenia. Z tohto dôvodu sú vodiace drôty určené iba na jedno použitie.
- Spoločnosť NeoMetrics, Inc. neodporúča žiadnu konkrétnu techniku na používanie tejto zdravotníckej pomôcky. Kroky uvedené v predchádzajúcom postupe vychádzajú zo Seldingerovho postupu perkutánneho zavedenia a majú iba informačný účel. Každý lekár musí vyhodnotiť vhodnosť konkrétneho postupu na základe zdravotného stavu pacienta a svojej lekárskej kvalifikácie a praxe.
- Ak je sterilný obal poškodený, výrobok nepoužívajte.